

# Grifo mezclador electrónico para lavabo BINOPTIC MIX 2

Ref. 473110E

A red, de repisa, A.100, Bluetooth®

## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador electrónico para lavabo BINOPTIC MIX 2 - Ref. 473110E**

Grifo mezclador electrónico cromado de repisa para lavabo:  
 Alimentación a red 230/6 V.  
 Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo de la grifería.  
 Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.  
 Aireador antical.  
 Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).  
 Grifería en acero inoxidable, altura de 100 mm para lavabo empotrado.  
 Detección de presencia optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.  
 Latiguillos flexibles de PEX con filtros y válvulas antirretorno.  
 Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.  
 Seguridad antibloqueo del flujo continuo.  
 Caño con interior liso y poca capacidad (limita los nichos bacterianos).  
 Ajuste lateral de la temperatura con limitador de temperatura ajustable.  
 Ajuste manual de la distancia de detección, de la descarga periódica y del lanzamiento del choque térmico.  
 Versión Bluetooth® : configuración avanzada y descarga de datos de funcionamiento a través de la aplicación DELABIE Connect.  
 Adaptado para PMR.  
 Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador electrónico para lavabo BINOPTIC MIX 2 - Ref. 473110E**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Alimentación                 | A red 230/6 V    |
| Racor                        | M3/8"            |
| Tecnología                   | Electrónica      |
| Altura de la salida          | 100 mm           |
| Caudal                       | 3 l/min          |
| Acabado                      | Cromado          |
| Normativas y certificaciones | ACS              |
| Garantía                     | 30 AÑOS GARANTÍA |



## VENTAJAS

-  Ahorro máximo del 90% de agua
-  Higiene: sin contacto manual
-  Descarga periódica antiproliferación bacteriana
-  Configuración y seguimiento facilitados

